

SBIANCAMENTO DENTALE



Caso clinico n° 1

Discromie estrinseche tipo N1 (tabacco, caffè, the)



Determinazione del colore



Gel H₂O₂ 35%, colorato con **blu di metilene**, manipolo defocalizzato
2 W, 20 sec./dente 3 cicli





PRIMA



DOPO



Caso clinico n° 2

Discromia intrinseca post terapia endodontica



Gel H₂O₂ **25%**, colorato con blu di metilene

Manipolo defocalizzato, **2,5 W**, 3 cicli da **2 minuti**





← PRIMA



DOPO →

